

---

# SEMPs SEDESTACIÓN

## Cojín ViscoGel prevención isquiones

---

### Prevención Úlceras por Presión

Alivio de presión en la zona isquiones.  
Múltiples opciones de posicionamiento con  
varios accesorios intercambiables .

**SANITIFOAM®**  
CQFPREVENT



**División Sanitaria**  
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330  
[www.cqfarma.com](http://www.cqfarma.com)

# SEMP SEDESTACIÓN


## Cojín preventivo Alivio Isquiones

El cojín SANITIFOAM® anatómico ViscoGel para el alivio de isquiones combina las propiedades preventivas de diferentes tipos de espumas viscoelásticas con las del polímero de gel. Gracias a la combinación de todos sus elementos ofrece una gran versatilidad y permite que sea el propio usuario quien los combine, adaptándolos a sus necesidades en cada momento.



## INTERIOR

El cojín se compone de una base recta de espuma de poliuretano flexible de alta densidad y dureza con una capa superior de espuma viscoelástica de forma anatómica con del hueco destinado a las piezas intercambiables para la zona de isquiones:



\* Almohadillas de relleno viscoelástico en gránulos envueltos con tejido elástico con mayor dureza ( rosa ) o más suave ( blanca ). Muy transpirables. Lavables.

\* Pieza de espuma viscoelástica y pieza de gel para combinar con las almohadillas, jugando con las alturas y sensaciones de viscosidad y frescor que aportan cuando se combinan entre sí.

## múltiples combinaciones



Fabricación poro abierto



Densidad Visco Rosa



100% Libre de látex



Ciertos elementos Lavables

Composición	Visco Rosa	Visco Blanca
Densidad	50 kg/m <sup>3</sup>	50 kg/m <sup>3</sup>
Dureza	4 kPa	1,60 kPa

Gel polímero: de aceites grado médico

Medidas	Funda	Referencia
43 x 43 x 8 cm.	BE	CQF6000BE

## Funda bielástica

Fabricada con un tejido de poliuretano bielástico, impermeable a líquidos transpirable al vapor, muy suave y con una cremallera por tres lados que facilita el intercambio de las piezas y cubierta por una solapa que limita el paso de líquido al interior. Base de tejido antideslizante para disminuir el deslizamiento del cojín sobre la silla.

Composición:

Poliamida y poliuretano  
Limpieza: máx. 95°. No utilizar lejía ni derivados. No planchar  
Fácil secado.



Antialérgica



Desinfectable y esterilizable



Lavable




Bielástica



Impermeable

## GRÁFICAS DE PRESIONES Usuario de 99 Kg

Sin cojín (1) . Con Sanitifoam ViscoGel Alivio Isquiones, con plancha de gel bajo el saco blanco (2) y con plancha de gel sobre saco rosa (3).



Producto Sanitario Clase I (R.D. 1591 / 2009)

Comercial Quirúrgica Farmacéutica

CQF (Comercial Quirúrgica Farmacéutica). Autovía A 42 Madrid-Toledo, Km. 63.300 - P. I. Matracón, 4 - 45280 Olias del Rey (Toledo). España.  
Telfs.: +34 925 354 330 - Fax: +34 925 353 803. www.cqfarma.com / cqf@cqfarma.com